



- ★ Continuar con el cuidado de las necesidades de su bebé, incluyendo la alimentación y el cambio de pañales.
- ★ Proporcione siempre posiciones seguras para dormir a su bebé. Los bebés duermen mejor SOLO, boca arriba y en una CUNA sin nada en el área de dormir.
- ★ Proteja los ojos de su bebé de la fototerapia usando la protección para los ojos provista.
- ★ Controle regularmente a su bebé y controle la temperatura de su bebé.
- ★ Registre la temperatura de su bebé cada 2 a 4 horas en la HOJA DE REGISTRO provista.
- ★ No ponga cremas o lociones en la piel de su bebé antes o durante el tratamiento de fototerapia.
- ★ Mantenga a su bebé plano sobre el colchón nido que le brinda el mejor tratamiento posible.
- ★ La CUNA o PACK 'N PLAY del bebé es el mejor lugar para el bili-hut™, que evita que los animales, hermanos u otras personas dañen el dispositivo, lo que podría causar daño.
- ★ La advertencia de alta temperatura ambiental se enciende automáticamente y se **AMARILLO** cuando la temperatura ambiente que rodea al bili-hut™ es demasiado alta. El **AZUL** las luces de tratamiento se apagan y el **AMARILLO** luz indicadora se enciende.

(Consulte las instrucciones adicionales provistas si se enciende la Advertencia de alta temperatura ambiental)



Información importante sobre el bili-hut™

- ★ Nunca coloque nada encima del bili-hut™ ensamblado o sus componentes.
- ★ No bloquee las aberturas delantera y/o trasera durante el tratamiento.
- ★ No use ni almacene bili-hut™ bajo la luz solar directa. Esto hará que se sobrecaliente.
- ★ No transporte el bili-hut™ con un bebé adentro.
- ★ No coloque nada dentro del bili-hut™, incluidos pañales, toallitas, mantas, etc.
- ★ No coloque el bili-hut™ cerca de un calefactor, conductos de calefacción u otro dispositivo que emita calor o tenga una superficie caliente.
- ★ No coloque el bili-hut™ cerca de fuentes de enfriamiento como ventiladores, aire acondicionado u otros dispositivos que estén fríos o enfrían el aire.
- ★ No coloque el bili-hut™ en una superficie irregular o en una superficie de menos de 2x4 pies sin barreras.
- ★ No coloque el bili-hut™ cerca de una fuente de líquido que pueda derramarse dentro o sobre el dispositivo.

Número de oficina 205-654-5339 (este número no recibe mensajes de texto)